

Exporter la base Gestan *

 **Fix Me!** Réécriture en cours

Le programme d'export de base de donnée permet :


- d'utiliser Gestan sur un autre support, comme une clé USB ou un disque dur externe. Dans ce cas, la base ne sera pas compressée, et tous les fichiers nécessaires à l'exécution de Gestan sur le support externe seront exportés également.
- de réaliser un backup de la base à un instant donné. La base sera alors compressée au format zip, et pourra être importée ultérieurement, si la version du programme lors de l'importation est identique à la version des données.

 Ce programme n'est disponible que pour les versions autohébergées de Gestan. Pour les versions Cloud, utilisez le programme de compression.

Utilisation de l'écran

Accès : Outils → Administration → Exporter la base Gestan.

Voir aussi la page “Gestan sur une clé USB” et “Structure des répertoires” pour mieux comprendre de quoi il s'agit.



Le **répertoire source** est celui de la base sur laquelle vous êtes connectée, dans lequel sont stockées les données à exporter.

Le champs **Vers le répertoire** est le répertoire vers lequel vous voulez exporter les données du répertoire source.

Vous pouvez exporter :

- le répertoire des données (celui qui contient les fichiers .fic, .mmo, .ndx)
- le répertoire des documents liés (celui qui contient les fichiers liés aux contacts)

Il faut sélectionner au moins l'une de ces deux options.

Export pour utilisation sur clé USB

Ce mode de fonctionnement, très pratique dans certains cas (confidentialité, utilisation de plusieurs ordinateurs non reliés en réseau, etc) comporte les risques inhérents : risque de perte ou de vol de votre clé USB, fragilité du support, lenteur de temps de réponse si la clé USB est de basse qualité.

L'export pour utilisation sur clé USB permet de générer l'arborescence de fichiers nécessaire à l'usage de Gestan sur une clé USB, en mode "application portable".

Ainsi, le programme exporte sur votre clé :

- les fichiers du programme (dont gestan.exe)
- les bibliothèques dynamiques (dll) nécessaires
- les données gérées par Gestan (DATABASE),
- les fichiers du répertoire RESSOURCES
- et les fichiers externes éventuellement dans DOCUMENTS

Si la case **Minimal** est cochée, les librairies dynamiques ne seront pas copiées, ni le répertoire RESSOURCE : vous pouvez cocher cette case quand votre support externe contient déjà ces fichiers (si vous avez fait un export "non minimal" précédemment, ils y sont), le temps d'export est raccourci.

La case **Sans paramétrage** permet de ne pas exporter les paramètres généraux ni les paramètres utilisateur. Cela permet de ne pas avoir à modifier les réglages de paramétrage que vous avez fait sur votre clé USB (par exemple, vous faites un premier export. Puis, utilisant le programme sur clé USB, vous décochez l'affichage de la todo list et du chrono. Au second export dans le même répertoire, si cette case est cochée, votre paramétrage sera conservé et vous n'aurez pas à le refaire.)

Gestan va générer un fichier de connexion spécial USB, précisant que la connexion doit passer obligatoirement par l'écran de login. En effet, les clés USB se perdant facilement, afin de protéger vos données, il est très vivement conseillé de ne pas activer la fonction de mémorisation du mot de passe.

Export pour sauvegarde

Cet export réalise un fichier compressé "zip" en vue d'un archivage de vos données.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour conserver une “photo” de votre base à un moment donné. Pour une sauvegarde, ce n'est pas idéal : en effet, des données de production modifiées tous les jours doivent être sauvegardées tous les jours, il est vivement conseillé pour cela d'utiliser un programme de sauvegarde automatique (voir [backup Gestan](#)).

✿ Ne modifiez pas le nom des archives d'export zippées ! En effet, Gestan utilisera ce nom d'archive pour contrôler la version des données, au moment de l'import.



Autres articles “Outils”

- [Charger des imputations](#)
- [Charger un plan comptable](#)
- [Connexion à Gestan](#)
- [Démarrage rapide](#)
- [Exporter la base Gestan](#)
- [Importation de données dans Gestan](#)
- [Importer des contacts Google ou Outlook](#)
- [Importer des contrats](#)
- [Importer des pièces dans Gestan](#)
- [Importer des traductions produit](#)
- [Importer une base Gestan](#)
- [Importer une pièce dans Gestan](#)
- [L'écran principal de Gestan](#)
- [Maintenance des fichiers HFSQL](#)
- [Minification de la base](#)
- [OCR](#)
- [Procédures compilables](#)
- [Recommander Gestan](#)
- [Réaffecter à un utilisateur](#)
- [Réimputation des écritures](#)
- [Réinitialisation des catégories de contact](#)
- [Réinitialiser les champs complémentaires](#)
- [Réorganisation des contacts](#)
- [Structure des répertoires Gestan](#)
- [Suppressions en masse](#)
- [Traducteur](#)
- [Transférer vos données au support](#)
- [Trucs et astuces](#)
- [Versions du programme Gestan](#)
- [Zipper la base](#)

From:
<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/exportbase?rev=1775070139>

Last update: **2026/04/01 21:02**

